

MILIEU DÉSHYDRATÉ INSTANTANÉ

FICHE
PRODUIT

Références : MDRBE4L, MDR1L, MDRBE1L, MDR4L



Pas de préparation

La préparation de ce milieu ne nécessite aucune cuisine ou cuisson, il suffit d'ajouter de l'eau froide. Un tube de milieu de culture peut ainsi être préparé en moins d'une minute.

Constitué de tous les constituants nécessaires au bon développement de la drosophile et d'un antifongique, très résistant à la déshydratation, ce milieu facilitera la mise en place de toutes vos cultures et croisements.

1 dose d'un litre permet la préparation de 70-75 tubes de culture.

Ce milieu est disponible en couleur naturelle ou avec un colorant bleu qui rend plus facile la détection des larves et éveille la curiosité des élèves.